

Tabla de Tallaje Amoena para ortesis de suspensión y bañadores ortésicos

Como encontrar la talla correcta de la ortesis de suspensión

1. Primero, determine la medida del contorno torácico en cm. Esto indica la talla de la prenda.
2. A continuación, determine la medida de la mitad del seno en cm, y multiplíquelo por dos, obtiene la talla de la copa.
3. Determine la talla exacta de la prenda utilizando como ayuda la tabla de medidas.

Nota: Asegúrese que en las mediciones, el metro esté en posición horizontal correctamente – plano sobre el cuerpo, recto y no demasiado tenso. Las medidas del seno siempre se han de tomar con los brazos hacia abajo ya que en caso contrario podrían alterar la medición.

Talla de la ortesis de suspensión – medida contorno torácico

Para obtener la medida de la ortesis de suspensión, la medida del contorno torácico está agrupada en saltos de 5 cm.

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ...

De esta manera, una medida del contorno torácico entre 68 y 72 cm, corresponde a la talla 70; una medida del contorno torácico entre 73 y 77 cm, a la talla 75, y así sucesivamente. Las tallas acaban siempre en "0" ó "5".

Consejo para una medición práctica

Medida del contorno torácico
Se mide directamente el contorno debajo del seno.

Medida de la mitad del seno
Mida desde el centro del pecho (esternón), pasando por el punto más alto, hasta el centro de la espalda (columna).



Las medidas del contorno torácico en cm entre

63-67	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117	118-122
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	---------	---------	---------

Corresponden a la talla de la ortesis de suspensión

65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

La medida del seno en cm corresponde a la copa

AA	75-77	80-82	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132
A	77-79	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129	132-134
B	79-81	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131	134-136
C	81-83	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113	116-118	121-123	126-128	131-133	136-138
D	83-85	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115	118-120	123-125	128-130	133-135	138-140
E	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132	135-137	140-142
F	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129	132-134	137-139	142-144
G	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131	134-136	139-141	144-146

Cómo encontrar la prótesis adecuada para la ortesis de suspensión

Mida el tamaño del perímetro torácico y la copa correspondiente, tal como se indica en la Tabla anterior en la pagina 68. Después determine el tamaño apropiado de la prótesis siguiendo la columna hacia abajo en la tabla.

Esta tabla es una guía para ayudarle a elegir la prótesis adecuada. No obstante, también es importante que utilice su criterio profesional y personal.

Copa	Talla Ortesis de Suspensión																	
AA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120						
A	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120					
B			65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120				
C				65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120			
D					65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120		
E						65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
F							65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
G										75	80	85	90	95	100	105	110	115

Amoena Prótesis de Mama
Contact
Energy
Natura
Essential

Talla																		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15*	16*	17*

Amoena Medical Care
Priforms
PurFit

Talla									
		1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	
			4	6	8	10	12		

Amoena Prótesis Parciales
 Amoena Balance

Forma	Talla
Delta ▲	1/2 3/4 5/6 7/8 9/10
Oval ●	0/1 2/3 4/5 6/7 8/9
Varia ●	S M L XL

Todas las prótesis parciales Balance, están disponible en versión Contact, para adherir al cuerpo.

Amoena Prótesis de Mama – Cómo elegir la Prótesis adecuada

Talla Copa	Talla Forma		
	1 Bajo	2 Medio	3 Alto
A			
B			
C			
D-G	Los ejemplos de copa mostrados en las tallas A-C también están disponibles para las tallas D-G.		

El pecho de la mujer no sólo se diferencia en el tamaño del contorno torácico y de la copa, sino también en la forma. Para obtener la forma que más se asemeja al pecho natural, Amoena ofrece tres formas de copa diferentes, designadas con los números 1,2,3 (correspondiente a bajo, medio y alto) junto al nombre de la prótesis, como por ejemplo Amoena Contact 2S.

Cuando haya determinado el tamaño de la prótesis, seleccione la forma de la copa. Luego compare los dibujos en la columna correspondiente de la tabla de la izquierda con el perfil del pecho de la mujer, la ortesis de suspensión puesta.

CONSEJO: Las mujeres de busto bajo tienden a elegir prótesis de forma alta, mientras que las que tienen el busto alto tienden a escoger prótesis de forma baja.

